




МеталлДизайн



2016

Лабораторная мебель:
EUROMAX[®], EUROMINI[®], Инова[®]





Столешницы	3
Раковины для мытья посуды	5

EUROMAX®

Столы пристенные	8
Столы пристенные двухсекционные	9
Столы пристенные трёхсекционные	10
Стойки технологические для столов пристенных	11
Стойка титровальная	12
Столы островные	13
Столы островные двухсекционные	14
Столы островные трёхсекционные	15
Стойки технологические для островных столов	16
Тумбы	17
Краны с сантехникой для пристенных и островных стоек	18
Дополнительные принадлежности	19
Столы торцевые	20
Столы торцевые с раковинами для мытья посуды	21
Столы с раковинами для мытья посуды / брызгозащитные экраны	22
Столы приборные передвижные / Столы для подготовки проб с вентиляцией	24
Столы весовые	25

EUROMINI®

Столы пристенные / стол-приставка	28
Столы приборные	29
Стойка с полками / Стойка с полками для стола-приставки	30
Стойка с полкой с раздвижными стёклами / Стойка титровальная	31
Электрооборудование пристенных столов	32
Тумбы	33
Краны с сантехникой для пристенных столов	34
Дополнительные принадлежности	35
Столы с раковинами для мытья посуды	36
Столы письменные / столы компьютерные	38
Столы передвижные	39
Столы весовые	40

ИНОВА®

Столы пристенные (примеры заказов) / столы пристенные с дополнительными пристенными секциями (примеры заказов)	44
Столы островные (примеры заказов) / столы островные с дополнительными островными секциями (примеры заказов)	46
Элементы пристенных и островных столов (стойки)	48
Элементы пристенных и островных столов (тумбы) / подкатные тумбы	49
Краны с сантехникой для пристенных и островных столов	50
Дополнительные принадлежности	51
Торцевые и угловые столы (примеры заказов)	52
Столы с раковинами для мытья посуды (примеры заказов)	53
Торцевые и угловые столы с раковинами для мытья посуды (примеры заказов)	54
Письменные столы (примеры заказов) / элементы письменных столов (тумбы)	55
Стеллажи	56
Стулья и табуреты	57
Качество	58



Durcon серого цвета



Durcon чёрного цвета



Эпоксидный композит Durcon

Монолитный композит на основе кембрийских глин и эпоксидных смол DURCON. Данный материал устойчив при контакте с большинством химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей, красителей, дезинфицирующих средств. Материал не содержит асбест, негорюч, радиационно безопасен. Механическая стойкость высокая – это монолитный материал с идеально плотной структурой. Механические характеристики соответствуют отдельным видам камня. Внешний вид – гладкая поверхность. Соединения рабочих поверхностей и соединения плит с мойками имеют вид монолитного изделия. Материал не гигроскопичен. Выдерживает воздействие температур до 300°C. Цвет: серый, черный.

Керамогранит


Керамогранит - искусственный камень, изготовленный методом полусухого прессования пресс-порошка, состоящий из: беложгущейся глины и каолина, кварцевого песка, плавней (полевых шпатов и пегматитов), воды. Материал устойчив к воздействию химически активных веществ, кислот и щелочей (боится только фтористоводородной кислоты). Отличается высокой ударной прочностью. Внешний вид – материал напоминает натуральный камень с присущими ему крапинками, разводами. Но цветные вкрапления у керамогранита расположены более равномерно, а на поверхности нет трещин и крупных вкраплений. Негорюч. Выдерживает температурное воздействие до 300°C.

Монолитная керамика

Столешница из монолитной керамики производится путем обжига смеси глин с последующим покрытием глазурью. Технология производства, увеличенная толщина и глазированное покрытие придают монолитной керамике высокие физико-химические свойства. Материал обладает исключительной стойкостью к воздействию кислот и щелочей, температур, влаги, механическому воздействию. Монолитная керамика не подвержена действию красителей, не гигроскопична, жаропрочна и не окисляется, не реагирует на ультрафиолетовое излучение. Внешний вид – гладкая поверхность. Цвет столешницы: светло-серый.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь обладает высокой коррозионной стойкостью. Рабочий диапазон температуры располагается в пределах от -200 °С до +650 °С. Благодаря своей структуре и способу обработке не притягивает намагниченные частицы инородного металла, гарантируя оптимальную чистоту поверхности.



Слоистый пластик LabGrade

Слоистый пластик LabGrade - материал, состоящий из листов крафт-бумаги, пропитанных термозатвердевающими смолами, и верхнего слоя, состоящего из декоративной бумаги, пропитанной аминопластичными смолами. Слои соединяются между собой под воздействием высокой температуры (150°C) и высокого давления (9 МПа) образуя монолит. Поверхность не токсичная, химически инертная. Обладает стойкостью, постоянством размеров при высоких температурах, сопротивлением царапанью, стойкостью к загрязнению, высокой жаропрочностью и низким дымообразованием. Выдерживает температурное воздействие до 200°C. Внешний вид – гладкая непористая поверхность. Цвет серый.



Керамика (Керамическая плитка)

Столешница представляет собой двусоставную поверхность. Основанием которой, является влагостойкая фанера толщиной 18мм, облицованная керамической плиткой размером 598x315x10 мм с бортиком из нержавеющей стали по передней кромке не менее 6 мм. Керамическая плитка имеет высокие физико-химические свойства. Она обладает стойкостью к воздействию кислот и щелочей, температур, влаги, механическому воздействию. Не подвержена действию красителей. Не гигроскопична. Жаропрочна и не окисляется.



Ламинат серого цвета




Ламинат чёрного цвета


Ламинированная плита

Шлифованная плита толщиной 26 мм, плоскости которой, со всех сторон, покрыты специальной устойчивой пленкой. Кромка оклеена ПВХ с полукруглым завалом спереди. Материал устойчив к кратковременному воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей, дезинфицирующих растворов, красителей. Высокая устойчивость к истиранию. Благодаря использованию качественных клеев с полной полимеризацией, с усиленным давлением, которое составляет 12 кг/кв. см., столешница защищена от просадок и вздутия при контакте с сильно нагретыми предметами. При кратковременном воздействии выдерживает температуру до 250°C. Не меняет своих цветовых характеристик с течением времени. Материал гигиеничен, легко очищается. Рекомендован для использования в моделях лабораторной мебели, не ориентированных на работу с сильноагрессивными средами. Используется в основном для физических столов. Материал имеет низкое дымообразование. Цвет серый, черный.

Раковина для мытья посуды.
Материал - нержавеющая сталь
(поставляется в комплекте со столешницей - LabGrade)





Раковина (подвесная) для мытья посуды.
Материал - Durcon. Поставляется в комплекте со столешницей - Durcon (для столов серии Инова).




L30

Отверстие в столешнице




L15


Отверстие в столешнице




Раковина (подвесная) для мытья посуды.
Материал - монолитная керамика
(поставляется в комплекте со столешницей - монолитная керамика).



Отверстие в столешнице




Раковина для мытья посуды.
Материал - Durcon
Поставляется в комплекте со столешницей - Durcon (для столов серии EROMAX)




D30

Раковина для мытья посуды.
Материал - Durcon.
Поставляется в комплекте со столешницей - Durcon (для столов серии EROMINI).




D15

Раковина для мытья посуды.
Материал - стеклопластик
(поставляется в составе стеклопластиковых столешниц столов серии EUROMINI)






Пример расстановки лабораторной мебели серии EUROMAX в помещении






3D-макет



Столы пристенные

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.

Высота 900 и 750 мм.

Шесть вариантов материалов столешниц.

Максимальная нагрузка на стол до 200 кг.

Регулируемые опоры и съемные декоративные панели для доступа к коммуникациям.

Возможность установки подвесных тумб, технологических стоек с полками и электрикой, кранов для газа или воды с раковиной, а так же титровальной стойки.

Декоративные панели скрывают водяные, газовые, электрические коммуникации. Экраны открываются пластиковым ключом (универсальным для всех пристенных и островных столов) и легко снимаются, обеспечивая доступ для сервисного обслуживания. Все пристенные столы комплектуются регулируемыми по высоте опорами, позволяющими выставить рабочую поверхность абсолютно горизонтально. Все пристенные столы имеют места для заземления. Что позволяет их безопасно эксплуатировать с любыми приборами.

Столы пристенные высотой 750мм		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
902x750x750mm	Ламинат серый	311680
902x750x750mm	LabGrade	311690
902x750x750mm	Керамика	311630
902x750x750mm	Монолитная керамика	311610
902x750x750mm	Керамогранит	311660
902x750x750mm	Durcon	311640
916x764x750mm	Durcon с бортиком	311650

Столы пристенные высотой 900мм		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
902x750x900mm	Ламинат серый	311580
902x750x900mm	LabGrade	311590
902x750x900mm	Керамика	311530
902x750x900mm	Монолитная керамика	311510
902x750x900mm	Керамогранит	311560
902x750x900mm	Durcon	311540
916x764x900mm	Durcon с бортиком	311550

1202x750x750mm	Ламинат серый	311280
1202x750x750mm	LabGrade	311290
1202x750x750mm	Керамика	311230
1202x750x750mm	Монолитная керамика	311210
1202x750x750mm	Керамогранит	311260
1202x750x750mm	Durcon	311240
1216x764x750mm	Durcon с бортиком	311250


1202x750x900mm	Ламинат серый	311180
1202x750x900mm	LabGrade	311190
1202x750x900mm	Керамика	311130
1202x750x900mm	Монолитная керамика	311110
1202x750x900mm	Керамогранит	311160
1202x750x900mm	Durcon	311140
1216x764x900mm	Durcon с бортиком	311150

1402x750x750mm	Ламинат серый	311480
1402x750x750mm	LabGrade	311490
1402x750x750mm	Керамика	311430
1402x750x750mm	Монолитная керамика	311410
1402x750x750mm	Керамогранит	311460
1402x750x750mm	Durcon	311440
1416x764x750mm	Durcon с бортиком	311450

1402x750x900mm	Ламинат серый	311380
1402x750x900mm	LabGrade	311390
1402x750x900mm	Керамика	311330
1402x750x900mm	Монолитная керамика	311310
1402x750x900mm	Керамогранит	311360
1402x750x900mm	Durcon	311340
1416x764x900mm	Durcon с бортиком	311350

Столы пристенные двухсекционные

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.

Высота 900 и 750 мм.

Пять вариантов материалов столешниц.

Максимальная нагрузка на стол до 200 кг.

Регулируемые опоры и съемные передние экраны для доступа к коммуникациям.

Возможность установки подвесных тумб, технологических стоек с полками и электрикой, кранов для газа или воды с раковиной.

Декоративные панели скрывают водяные, газовые, электрические коммуникации. Экраны открываются пластиковым ключом (универсальным для всех пристенных и островных столов) и легко снимаются, обеспечивая доступ для сервисного обслуживания. Все пристенные столы комплектуются регулируемыми по высоте опорами, позволяющими выставить рабочую поверхность абсолютно горизонтально. Все пристенные столы имеют места для заземления. Что позволяет их безопасно эксплуатировать с любыми приборами.

Столы пристенные высотой 750mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1774x750x750mm	Ламинат серый	311682
1774x750x750mm	LabGrade	311692
1774x750x750mm	Монолитная керамика	311612
1774x750x750mm	Керамогранит	311662
1774x750x750mm	Durcon	311642
1788x764x750mm	Durcon с бортиком	311652

Столы пристенные высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1774x750x900mm	Ламинат серый	311582
1774x750x900mm	LabGrade	311592
1774x750x900mm	Монолитная керамика	311512
1774x750x900mm	Керамогранит	311562
1774x750x900mm	Durcon	311542
1788x764x900mm	Durcon с бортиком	311552


2374x750x750mm	Ламинат серый	311282
2374x750x750mm	LabGrade	311292
2374x750x750mm	Монолитная керамика	311212
2374x750x750mm	Керамогранит	311262
2374x750x750mm	Durcon	311242
2388x764x750mm	Durcon с бортиком	311252

2374x750x900mm	Ламинат серый	311182
2374x750x900mm	LabGrade	311192
2374x750x900mm	Монолитная керамика	311112
2374x750x900mm	Керамогранит	311162
2374x750x900mm	Durcon	311142
2388x764x900mm	Durcon с бортиком	311152

2774x750x750mm	Ламинат серый	311482
2774x750x750mm	LabGrade	311492
2774x750x750mm	Монолитная керамика	311412
2774x750x750mm	Керамогранит	311462
2774x750x750mm	Durcon	311442
2788x764x750mm	Durcon с бортиком	311452

2774x750x900mm	Ламинат серый	311382
2774x750x900mm	LabGrade	311392
2774x750x900mm	Монолитная керамика	311312
2774x750x900mm	Керамогранит	311362
2774x750x900mm	Durcon	311342
2788x764x900mm	Durcon с бортиком	311352

Столы пристенные трёхсекционные

 Санкт-Петербург
 ООО «Невская Лаборатория»


Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.

Высота 900 и 750 мм.

Пять вариантов материалов столешниц.

Максимальная нагрузка на стол до 200 кг.

Регулируемые опоры и съемные передние экраны для доступа к коммуникациям.

Возможность установки подвесных тумб, технологических стоек с полками и электрикой, кранов для газа или воды с раковиной.

Декоративные панели скрывают водяные, газовые, электрические коммуникации. Экраны открываются пластиковым ключом (универсальным для всех пристенных и островных столов) и легко снимаются, обеспечивая доступ для сервисного обслуживания. Все пристенные столы комплектуются регулируемыми по высоте опорами, позволяющими выставить рабочую поверхность абсолютно горизонтально. Все пристенные столы имеют места для заземления. Что позволяет их безопасно эксплуатировать с любыми приборами.

Столы пристенные высотой 750mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
2646x750x750mm	Ламинат серый	311683
2646x750x750mm	LabGrade	311693
2646x750x750mm	Монолитная керамика	311613
2646x750x750mm	Керамогранит	311663
2646x750x750mm	Durcon	311643
2660x764x750mm	Durcon с бортиком	311653

Столы пристенные высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
2646x750x900mm	Ламинат серый	311583
2646x750x900mm	LabGrade	311593
2646x750x900mm	Монолитная керамика	311513
2646x750x900mm	Керамогранит	311563
2646x750x900mm	Durcon	311543
2660x764x900mm	Durcon с бортиком	311553

3546x750x750mm	Ламинат серый	311283
3546x750x750mm	LabGrade	311293
3546x750x750mm	Монолитная керамика	311213
3546x750x750mm	Керамогранит	311263
3546x750x750mm	Durcon	311243
3560x764x750mm	Durcon с бортиком	311253


3546x750x900mm	Ламинат серый	311183
3546x750x900mm	LabGrade	311193
3546x750x900mm	Монолитная керамика	311113
3546x750x900mm	Керамогранит	311163
3546x750x900mm	Durcon	311143
3560x764x900mm	Durcon с бортиком	311153

4146x750x750mm	Ламинат серый	311483
4146x750x750mm	LabGrade	311493
4146x750x750mm	Монолитная керамика	311413
4146x750x750mm	Керамогранит	311463
4146x750x750mm	Durcon	311443
4160x764x750mm	Durcon с бортиком	311453

4146x750x900mm	Ламинат серый	311383
4146x750x900mm	LabGrade	311393
4146x750x900mm	Монолитная керамика	311313
4146x750x900mm	Керамогранит	311363
4146x750x900mm	Durcon	311343
4160x764x900mm	Durcon с бортиком	311353

Стойки технологические для столов пристенных

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



- Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
- Полки для химической посуды из закаленного стекла в алюминиевом профиле.
- Возможность перестановки полок (7 уровней-для столов высотой 900мм и 9 уровней для столов высотой 750мм).
- Электрокороб с розетками и автоматом отключения, люминесцентный светильник.
- Металлический короб для установки кранов для воды, газа и воздуха.

Внимание!

На технологическую стойку может быть установлено до трех кранов. Один кран для воды со сливной раковиной и два крана, газ или воздух, в различных сочетаниях. На столы высотой 750мм и 900мм можно устанавливать только технологические стойки соответствующей высоты. Без технологических стоек на столы могут устанавливаться только сервисные стойки и тумбы. Краны можно установить только с использованием технологических стоек.

Стойка технологическая для стола пристенного Н=750	
Длина/ширина/высота	Кат. №
900x398x1992mm	342090
1200x398x1992mm	342000
1400x398x1992mm	342200

Стойка технологическая для стола пристенного Н=900	
Длина/ширина/высота	Кат. №
900x398x1992mm	342190
1200x398x1992mm	342100
1400x398x1992mm	342300

Стойка технологическая для стола пристенного двухсекционного Н=750	
Длина/ширина/высота	Кат. №
1770x398x1992mm	342092
2370x398x1992mm	342002
2770x398x1992mm	342202


Стойка технологическая для стола пристенного двухсекционного Н=900	
Длина/ширина/высота	Кат. №
1770x398x1992mm	342192
2370x398x1992mm	342102
2770x398x1992mm	342302

Стойка технологическая для стола пристенного трёхсекционного Н=750	
Длина/ширина/высота	Кат. №
2640x398x1992mm	342093
3540x398x1992mm	342003
4140x398x1992mm	342203

Стойка технологическая для стола пристенного трёхсекционного Н=900	
Длина/ширина/высота	Кат. №
2640x398x1992mm	342193
3540x398x1992mm	342103
4140x398x1992mm	342303

Стойка титровальная

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



Металлический каркас, окрашенный порошковой краской.

Полка для реактивов.

Экран с матовым стеклом, подсвеченный люминесцентными лампами.

Пять стоек из нержавеющей стали с десятью полипропиленовыми лапками для бюреток.

Короб с двумя розетками, автоматом отключения питания и выключателем подсветки.

Стойка в комплекте с пристенным столом предназначена для выполнения различных анализов методом прямого или обратного титрования.

Стойка титровальная

Длина/ширина/высота


1200x420x1992mm

Кат. №

342900

Столы островные

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской, высотой 900 и 750 мм.

Пять вариантов материалов столешниц.

Максимальная нагрузка на одну секцию стола до 500 кг.

Регулируемые опоры и съемные экраны для доступа к коммуникациям.

Возможность заказа многосекционных столов.

Возможность установки подвесных тумб, технологических стоек, стоек с электророзетками, кранов для газа или воды с раковиной.

Во всех островных столах имеется специальная заглушка, расположенная в опорах стола (как справа, так и слева), предназначенная для подвода необходимых коммуникаций. Столешницы островных столов состоят из 2, 4 или 6 частей (в зависимости от количества секций), что позволяет в случае разрушения рабочей поверхности легко заменить только повреждённую часть. В случае необходимости возможно изготовление 4х, 5ти и более секционных столов и технологических стоек к ним.

Столы островные высотой 750mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
902x1500x750mm	Ламинат серый	316680
902x1500x750mm	LabGrade	316690
902x1500x750mm	Монолитная керамика	316610
902x1500x750mm	Керамогранит	316660
902x1500x750mm	Durcon	316640
916x1514x750mm	Durcon с бортиком	316650

Столы островные высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
902x1500x900mm	Ламинат серый	316580
902x1500x900mm	LabGrade	316590
902x1500x900mm	Монолитная керамика	316510
902x1500x900mm	Керамогранит	316560
902x1500x900mm	Durcon	316540
916x1514x900mm	Durcon с бортиком	316550

1202x1500x750mm	Ламинат серый	316280
1202x1500x750mm	LabGrade	316290
1202x1500x750mm	Монолитная керамика	316210
1202x1500x750mm	Керамогранит	316260
1202x1500x750mm	Durcon	316240
1216x1514x750mm	Durcon с бортиком	316250


1202x1500x900mm	Ламинат серый	316180
1202x1500x900mm	LabGrade	316190
1202x1500x900mm	Монолитная керамика	316110
1202x1500x900mm	Керамогранит	316160
1202x1500x900mm	Durcon	316140
1216x1514x900mm	Durcon с бортиком	316150

1402x1500x750mm	Ламинат серый	316480
1402x1500x750mm	LabGrade	316490
1402x1500x750mm	Монолитная керамика	316410
1402x1500x750mm	Керамогранит	316460
1402x1500x750mm	Durcon	316440
1416x1514x750mm	Durcon с бортиком	316450

1402x1500x900mm	Ламинат серый	316380
1402x1500x900mm	LabGrade	316390
1402x1500x900mm	Монолитная керамика	316310
1402x1500x900mm	Керамогранит	316360
1402x1500x900mm	Durcon	316340
1416x1514x900mm	Durcon с бортиком	316350

Столы островные двухсекционные

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской, высотой 900 и 750 мм.

Пять вариантов материалов столешниц.

Максимальная нагрузка на одну секцию стола до 500 кг.

Регулируемые опоры и съемные экраны для доступа к коммуникациям.

Возможность заказа многосекционных столов.

Возможность установки подвесных тумб, технологических стоек, стоек с электророзетками, кранов для газа или воды с раковиной.

Во всех островных столах имеется специальная заглушка, расположенная в опорах стола (как справа, так и слева), предназначенная для подвода необходимых коммуникаций. Столешницы островных столов состоят из 2, 4 или 6 частей (в зависимости от количества секций), что позволяет в случае разрушения рабочей поверхности легко заменить только повреждённую часть. В случае необходимости возможно изготовление 4х, 5ти и более секционных столов и технологических стоек к ним.

Столы островные двухсекционные высотой 750мм		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1774x1500x750mm	Ламинат серый	316682
1774x1500x750mm	LabGrade	316692
1774x1500x750mm	Монолитная керамика	316612
1774x1500x750mm	Керамогранит	316662
1774x1500x750mm	Durcon	316642
1788x1514x750mm	Durcon с бортиком	316652

Столы островные двухсекционные высотой 900мм		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1774x1500x900mm	Ламинат серый	316582
1774x1500x900mm	LabGrade	316592
1774x1500x900mm	Монолитная керамика	316512
1774x1500x900mm	Керамогранит	316562
1774x1500x900mm	Durcon	316542
1788x1514x900mm	Durcon с бортиком	316552

2374x1500x750mm	Ламинат серый	316282
2374x1500x750mm	LabGrade	316292
2374x1500x750mm	Монолитная керамика	316212
2374x1500x750mm	Керамогранит	316262
2374x1500x750mm	Durcon	316242
2388x1514x750mm	Durcon с бортиком	316252


2374x1500x900mm	Ламинат серый	316182
2374x1500x900mm	LabGrade	316192
2374x1500x900mm	Монолитная керамика	316112
2374x1500x900mm	Керамогранит	316162
2374x1500x900mm	Durcon	316142
2388x1514x900mm	Durcon с бортиком	316152

2774x1500x750mm	Ламинат серый	316482
2774x1500x750mm	LabGrade	316492
2774x1500x750mm	Монолитная керамика	316412
2774x1500x750mm	Керамогранит	316462
2774x1500x750mm	Durcon	316442
2788x1514x750mm	Durcon с бортиком	316452

2774x1500x900mm	Ламинат серый	316382
2774x1500x900mm	LabGrade	316392
2774x1500x900mm	Монолитная керамика	316312
2774x1500x900mm	Керамогранит	316362
2774x1500x900mm	Durcon	316342
2788x1514x900mm	Durcon с бортиком	316352

Столы островные трёхсекционные

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской, высотой 900 и 750 мм.

Пять вариантов материалов столешниц.

Максимальная нагрузка на одну секцию стола до 500 кг.

Регулируемые опоры и съемные экраны для доступа к коммуникациям.

Возможность заказа многосекционных столов.

Возможность установки подвесных тумб, технологических стоек, стоек с электророзетками, кранов для газа или воды с раковиной.

Во всех островных столах имеется специальная заглушка, расположенная в опорах стола (как справа, так и слева), предназначенная для подвода необходимых коммуникаций. Столешницы островных столов состоят из 2, 4 или 6 частей (в зависимости от количества секций), что позволяет в случае разрушения рабочей поверхности легко заменить только повреждённую часть. В случае необходимости возможно изготовление 4х, 5ти и более секционных столов и технологических стоек к ним.

Столы островные трёхсекционные высотой 750мм		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
2646x1500x750mm	Ламинат серый	316683
2646x1500x750mm	LabGrade	316693
2646x1500x750mm	Монолитная керамика	316613
2646x1500x750mm	Керамогранит	316663
2646x1500x750mm	Durcon	316643
2660x1514x750mm	Durcon с бортиком	316653

Столы островные трёхсекционные высотой 900мм		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
2646x1500x900mm	Ламинат серый	316583
2646x1500x900mm	LabGrade	316593
2646x1500x900mm	Монолитная керамика	316513
2646x1500x900mm	Керамогранит	316563
2646x1500x900mm	Durcon	316543
2660x1514x900mm	Durcon с бортиком	316553

3546x1500x750mm	Ламинат серый	316283
3546x1500x750mm	LabGrade	316293
3546x1500x750mm	Монолитная керамика	316213
3546x1500x750mm	Керамогранит	316263
3546x1500x750mm	Durcon	316243
3560x1514x750mm	Durcon с бортиком	316253


3546x1500x900mm	Ламинат серый	316183
3546x1500x900mm	LabGrade	316193
3546x1500x900mm	Монолитная керамика	316113
3546x1500x900mm	Керамогранит	316163
3546x1500x900mm	Durcon	316143
3560x1514x900mm	Durcon с бортиком	316153

4146x1500x750mm	Ламинат серый	316483
4146x1500x750mm	LabGrade	316493
4146x1500x750mm	Монолитная керамика	316413
4146x1500x750mm	Керамогранит	316463
4146x1500x750mm	Durcon	316443
4160x1514x750mm	Durcon с бортиком	316453

4146x1500x900mm	Ламинат серый	316383
4146x1500x900mm	LabGrade	316393
4146x1500x900mm	Монолитная керамика	316313
4146x1500x900mm	Керамогранит	316363
4146x1500x900mm	Durcon	316343
4160x1514x900mm	Durcon с бортиком	316353

Стойки технологические для островных столов

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



- Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
- Полки для химической посуды из закаленного стекла в алюминиевом профиле.
- Возможность перестановки полок (7 уровней-для столов высотой 900мм и 9 уровней для столов высотой 750мм).
- Короба с электророзетками, автоматами и люминесцентные светильники.
- Металлические корпуса с кранами для воды, газа и воздуха.

Внимание!

На технологическую стойку одной секции может быть установлено до трех кранов с каждой стороны: один кран - для воды со сливной раковиной и два крана, газ или воздух, в различных сочетаниях. На каждой секции островного стола может быть установлено только два крана для воды с раковиной (по одному с каждой стороны).

Стойка технологическая для островного стола H=750	
Длина/ширина/высота	Кат. №
900x712x1252mm	342790
1200x712x1252mm	342700
1400x712x1252mm	342800

Стойка технологическая для островного стола H=900	
Длина/ширина/высота	Кат. №
900x712x1095mm	342590
1200x712x1095mm	342500
1400x712x1095mm	342600

Стойка технологическая для островного стола двухсекционного H=750	
Длина/ширина/высота	Кат. №
1770x712x1252mm	342792
2370x712x1252mm	342702
2770x712x1252mm	342802

Стойка технологическая для островного стола двухсекционного H=900	
Длина/ширина/высота	Кат. №
1770x712x1095mm	342592
2370x712x1095mm	342502
2770x712x1095mm	342602

Стойка технологическая для островного стола трёхсекционного H=750	
Длина/ширина/высота	Кат. №
2640x712x1252mm	342793
3540x712x1252mm	342703
4140x712x1252mm	342803


Стойка технологическая для островного стола трёхсекционного H=900	
Длина/ширина/высота	Кат. №
2640x712x1095mm	342593
3540x712x1095mm	342503
4140x712x1095mm	342603

Тумбы



E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65




Тумба под ёмкость



Тумба с полкой



Тумба с 3-мя ящиками




Тумба с 4-мя ящиками



Тумба двухсекционная с 4-мя ящиками



Тумба двухсекционная с полкой



Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской.
Дверцы тумб заполнены звукопоглощающим материалом.
Возможность установки тумб в столах в любой комбинации.
Оригинальные тумбы для длинномерной химической посуды.
Пластиковые вставки в ящики с отделениями для мелких предметов.

Внимание!

Тумбы с ящиками можно не только подвешивать на столы серии EuroMax, но и использовать как самостоятельное изделие, за счёт наличия в комплекте роликов и верхней крышки с ручкой.
Тумбы высотой 600мм. предназначены для подвеса на столы высотой 900мм. Двухсекционные тумбы предназначены для подвешивания к столам соответствующей ширины.
Двухсекционные тумбы с ящиками оснащены полновыкатными направляющими. Максимальная нагрузка на каждый из ящиков 20кг. Все тумбы с дверцами серии EuroMax комплектуются усиленными петлями.

Тумбы, тумбы подкатные		
Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Тумба под ёмкость, левая дверца	500x520x600mm	332000
Тумба под ёмкость, правая дверца	500x520x600mm	332100
Тумба с полкой, левая дверца	500x520x600mm	332400
Тумба с полкой, правая дверца	500x520x600mm	332300
Тумба с 3-мя ящиками (подкатная-подвесная)	500x520x450(550)mm	332200
Тумба с 4-мя ящиками (подкатная-подвесная)	500x520x600(700)mm	332900

Тумбы двухсекционные		
Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Тумба двухсекционная с 4-мя ящиками	1200x520x600mm	332750
Тумба двухсекционная с 4-мя ящиками	1400x520x600mm	332850
Тумба двухсекционная с полкой, две двери	1200x520x600mm	332700
Тумба двухсекционная с полкой, две двери	1400x520x600mm	332800
Тумба двухсекционная без полки, две двери	1200x520x600mm	332500
Тумба двухсекционная без полки, две двери	1400x520x600mm	332600

Краны с сантехникой для пристенных и островных стоек

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»




Краны с сантехникой для технологических островных стоек



Раковина (полипропилен) поставляется в комплекте со столешницами - Ламинат, Керамика, Керамогранит, LabGrade.



Раковина (Durcon) поставляется в комплекте со столешницами - Durcon, LabGrade.



Краны с сантехникой для пристенных стоек



Раковина из монолитной керамики (подвесная) оставляется в комплекте со столешницей - Монолитная керамика.



Кран для сжатого воздуха

Кран для газа

Кран для воды



Краны с сантехникой для пристенных технологических стоек	
Название	Кат. №
Кран водяной для пристенных стоек / Раковина (Durcon) / Сифон / Фановая труба длиной 500mm	348240
Кран водяной для пристенных стоек / Раковина (полипропилен) / Сифон / Фановая труба длиной 500mm	348200
Кран водяной для пристенных стоек / Раковина (монолитная керамика) / Сифон / Фановая труба длиной 500mm	348510
Кран для газа	348100
Кран для сжатого воздуха	348300

Краны с сантехникой для островных технологических стоек	
Название	Кат. №
Кран водяной для островных стоек / Раковина (Durcon) / Сифон / Фановая труба длиной 500mm	348241
Кран водяной для островных стоек / Раковина (полипропилен) / Сифон / Фановая труба длиной 500mm	348201
Кран водяной для островных стоек / Раковина (монолитная керамика) / Сифон / Фановая труба длиной 500mm	348511
Кран для газа	348100
Кран для сжатого воздуха	348300

Дополнительные принадлежности

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



Сушилка настенная



Сушилка может быть закреплена на стене, на стойках технологических островных столов. В нижней части корпуса имеется штуцер, к которому подсоединяется шланг для отвода стекающей с посуды воды.

Материал корпуса и держателей - АБС-пластик.
Материал задней стенки - сталь, окрашенная порошковой краской.
Количество держателей - 25 шт.
Максимальная нагрузка на держатель-1 кг.
Масса изделия - 5 кг.

Внимание! При пользовании сушилкой следует избегать попадания органических растворителей на корпус и держатели.

Дополнительные принадлежности

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Сушилка настенная	435x155x670mm	146100

Поддон для реактивов полипропиленовый



Дополнительные принадлежности

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Поддон для реактивов полипропиленовый упаковка 10 шт.	410x205x45mm	930000


Сервисная стойка универсальная



Дополнительные принадлежности

Название	Кат. №
Стойка сервисная	642900

Мойка для глаз



Дополнительные принадлежности



Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Мойка для глаз	228x70x70mm	340100

Стол торцевые


Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»




Стол торцевой



Стол торцевой трёхдверный



Стол торцевой базовый



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.

Пять вариантов материалов столешниц.

Максимальная нагрузка на стол до 200 кг.

Регулируемые опоры.

Возможность использования в составе островных столов, и как самостоятельное изделие.

В столе торцевом, приборы и вспомогательные материалы можно хранить не только в центральном отсеке, разделённым съёмной полкой, но и в боковых фартуках. Возможность установки подвесных тумб (на столы высотой 750мм можно подвесить только тумбу с 3-мя ящиками серии EuroMax)

Стол торцевой высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1500x800x900mm	Ламинат серый	317580
1500x800x900mm	LabGrade	317590
1500x800x900mm	Монолитная керамика	317510
1500x800x900mm	Керамогранит	317560
1500x800x900mm	Durcon	317540
1514x807x900mm	Durcon с бортиком	317550

Стол торцевой базовый высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1500x800x900mm	Ламинат серый	317180
1500x800x900mm	LabGrade	317190
1500x800x900mm	Монолитная керамика	317110
1500x800x900mm	Керамогранит	317160
1500x800x900mm	Durcon	317140
1514x807x900mm	Durcon с бортиком	317150

Стол торцевой трёхдверный высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1500x800x900mm	Ламинат серый	317780
1500x800x900mm	LabGrade	317790
1500x800x900mm	Монолитная керамика	317710
1500x800x900mm	Керамогранит	317760
1500x800x900mm	Durcon	317740
1514x807x900mm	Durcon с бортиком	317750



Стол торцевой базовый высотой 750mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1500x800x750mm	Ламинат серый	317280
1500x800x750mm	LabGrade	317290
1500x800x750mm	Монолитная керамика	317210
1500x800x750mm	Керамогранит	317260
1500x800x750mm	Durcon	317240
1514x807x750mm	Durcon с бортиком	317250

Стол торцевые с раковинами для мытья посуды

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65




Стол торцевой с раковиной для мытья посуды



Стол торцевой с раковиной для мытья посуды

Длина/ширина/высота	Столешница	Материал раковины	Кат. №
1500x800x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	317692
1500x800x900mm	LabGrade	Durcon	317694
1500x800x900mm	Durcon	Durcon	317644
1514x807x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	317654

Стол торцевой трёхдверный с раковиной для мытья посуды



Стол торцевой трёхдверный с раковиной для мытья посуды

Длина/ширина/высота	Столешница	Материал раковины	Кат. №
1500x800x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	317892
1500x800x900mm	LabGrade	Durcon	317894
1500x800x900mm	Durcon	Durcon	317844
1514x807x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	317854

Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
Два варианта материалов столешниц.
Максимальная нагрузка на стол до 200кг.
Регулируемые опоры.
Возможность оснащения мойками для глаз.
Весь объём под столешницей занимает сервисный отсек.


Внимание! Раковина из нержавеющей стали (НС) не предназначена для работ с кислотами.

Столы с раковинами для мытья посуды / брызгозащитные экраны

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»




Стол с раковиной для мытья посуды (расположение справа)



Стол с раковиной для мытья посуды (расположение справа)

Длина/ширина/высота	Столешница	Материал раковины	Кат. №
1202x750x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	315392
1202x750x900mm	LabGrade	Durcon	315394
1202x750x900mm	Durcon	Durcon	315344
1216x764x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	315354
1402x750x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	315792
1402x750x900mm	LabGrade	Durcon	315794
1402x750x900mm	Durcon	Durcon	315744
1416x764x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	315754

Стол с раковиной для мытья посуды (расположение слева)



Стол с раковиной для мытья посуды (расположение слева)

Длина/ширина/высота	Столешница	Материал раковины	Кат. №
1202x750x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	315292
1202x750x900mm	LabGrade	Durcon	315294
1202x750x900mm	Durcon	Durcon	315244
1216x764x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	315254
1402x750x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	315692
1402x750x900mm	LabGrade	Durcon	315694
1402x750x900mm	Durcon	Durcon	315644
1416x764x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	315654

Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
 Два варианта материалов столешниц.
 Любые варианты размещения моек на столешнице: правая, левая, двойная.
 Максимальная нагрузка на стол до 200кг.
 Регулируемые опоры.
 Возможность оснащения брызгозащитными экранами.
 Возможность оснащения мойками для глаз.
 Весь объем под столешницей занимает сервисный отсек.


Внимание! Раковина из нержавеющей стали (НС) не предназначена для работ с кислотами.

Стол с раковинами для мытья посуды / брызгозащитные экраны

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65




Стол с двумя раковинами для мытья посуды





Стол с двумя раковинами для мытья посуды			
Длина/ширина/высота	Столешница	Материал раковины	Кат. №
1202x750x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	315492
1202x750x900mm	LabGrade	Durcon	315494
1202x750x900mm	Durcon	Durcon	315444
1216x764x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	315454
1402x750x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	315892
1402x750x900mm	LabGrade	Durcon	315894
1402x750x900mm	Durcon	Durcon	315844
1416x764x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	315854

Стол с двумя раковинами для мытья посуды и двумя кранами



Стол с двумя раковинами для мытья посуды и двумя смесителями			
Длина/ширина/высота	Столешница	Материал раковины	Кат. №
1202x750x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	315592
1202x750x900mm	LabGrade	Durcon	315594
1202x750x900mm	Durcon	Durcon	315544
1216x764x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	315554
1402x750x900mm	LabGrade	Нержавеющая сталь	315992
1402x750x900mm	LabGrade	Durcon	315994
1402x750x900mm	Durcon	Durcon	315944
1416x764x900mm	Durcon с бортиком	Durcon	315954

Брызгозащитные экраны





Брызгозащитный экран состоит из двух вертикальных опор и короба с рёбрами жесткости. В коробах имеются 8 пазов для крепления настенных сушилок.

Брызгозащитный экран для столов высотой 900mm	
Длина/ширина/высота	Кат. №
1200x60x1970mm	346100
1400x60x1970mm	346300

Стол приборный передвижной

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



- Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
- Шесть вариантов рабочей поверхности.
 - Максимальная нагрузка на стол до 200 кг.
 - Колеса диаметром 100 мм, передние со стопором.
 - Нижняя столешница из материала LabGrade.



Стол приборный передвижной высотой 750mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1202x750x750mm	Ламинат серый / LabGrade	312280
1202x750x750mm	LabGrade / LabGrade	312290
1202x750x750mm	Монолитная керамика / LabGrade	312210
1202x750x750mm	Керамогранит / LabGrade	312260
1202x750x750mm	Durcon / LabGrade	312240
1202x750x750mm	Durcon с бортиком / LabGrade	312250

Стол приборный передвижной высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1202x750x900mm	Ламинат серый / LabGrade	312180
1202x750x900mm	LabGrade / LabGrade	312190
1202x750x900mm	Монолитная керамика / LabGrade	312110
1202x750x900mm	Керамогранит / LabGrade	312160
1202x750x900mm	Durcon / LabGrade	312140
1202x750x900mm	Durcon с бортиком / LabGrade	312150

Стол приборный передвижной высотой 750mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1402x750x750mm	Ламинат серый / LabGrade	312480
1402x750x750mm	LabGrade / LabGrade	312490
1402x750x750mm	Монолитная керамика / LabGrade	312410
1402x750x750mm	Керамогранит / LabGrade	312460
1402x750x750mm	Durcon / LabGrade	312440
1402x750x750mm	Durcon с бортиком / LabGrade	312450

Стол приборный передвижной высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1402x750x900mm	Ламинат серый / LabGrade	312380
1402x750x900mm	LabGrade / LabGrade	312390
1402x750x900mm	Монолитная керамика / LabGrade	312310
1402x750x900mm	Керамогранит / LabGrade	312360
1402x750x900mm	Durcon / LabGrade	312340
1402x750x900mm	Durcon с бортиком / LabGrade	312350

Стол для подготовки проб с вентиляцией





- Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
- Две столешницы из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.
 - Стойка с полкой и люминесцентным светильником.
 - Малогабаритное вытяжное устройство.
 - Закрываемое крышкой отверстие в столешнице для удаления остатков проб и пыли, улавливаемых циклоном.
 - Циклон со съёмным контейнером для сбора пыли и остатков проб.
 - Максимальная нагрузка на стол до 300 кг.
 - Регулируемые опоры.

Стол предназначен для подготовки сухих проб. Подвижный рукав вытяжки обеспечивает комфортную работу лаборанта. Мощный люминесцентный светильник прекрасно освещает рабочую зону.

Стол для подготовки проб с вентиляцией		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1500x924x1465mm	Нержавеющая сталь	310020

Столы весовые

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



Очень жесткий металлический каркас из толстостенной стальной трубы.
Рабочая плита из натурального гранита.
Четыре каучуковых демпфера со стальными сердечниками для крепления рабочей плиты.
Регулируемые опоры.
Возможность построения весового комплекса на основе малого и большого весовых столов.

Стол весовой малый высотой 750mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
630x450x750mm	Гранит	214200

Стол весовой малый высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
630x450x900mm	Гранит	314200

Стол весовой большой (без малого) высотой 750mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1202x750x750mm	Ламинат серый	314280
1202x750x750mm	LabGrade	314290
1202x750x750mm	Durcon	314240


Стол весовой большой (без малого) высотой 900mm		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1202x750x900mm	Ламинат серый	314180
1202x750x900mm	LabGrade	314190
1202x750x900mm	Durcon	314140

1402x750x750mm	Ламинат серый	314480
1402x750x750mm	LabGrade	314490
1402x750x750mm	Durcon	314440

1402x750x900mm	Ламинат серый	314380
1402x750x900mm	LabGrade	314390
1402x750x900mm	Durcon	314340



Пример расстановки лабораторной мебели серии EUROMINI в помещении





3D-макет




Столешницы пристенные / стол-приставка

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



Столешницы пристенные




Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
Шесть вариантов материалов столешниц с размерами 1200x600 мм и четыре варианта с размерами 600x600 мм.
Максимальная нагрузка на стол до 180 кг.
Регулируемые опоры и съемные передние экраны для доступа к коммуникациям.
Возможность установки тумб, стоек с полками, коробов с электророзетками, кранов для газа или воды с раковиной.

Стол пристенный предназначен для проведения физико-химического анализа с использованием соответствующих приборов (рН-метр, спектрофотометр, фотоколориметр и т.п.)

Столешницы пристенные		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1200x600x900mm	Ламинат серый	211180
1200x600x900mm	Нержавеющая сталь	211120
1200x600x900mm	LabGrade	211190
1200x600x900mm	Керамика	211130
1200x600x900mm	Керамогранит	211160
1200x600x900mm	Durcon	211140

Стол-приставка




Стол-приставка		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
600x600x900mm	Ламинат серый	244180
600x600x900mm	LabGrade	244190
600x600x900mm	Керамогранит	244160
600x600x900mm	Durcon	244140

Столы приборные



E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



Стол приборный



Стол приборный с полкой



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
Шесть вариантов материалов столешниц с размерами 1200x600 мм.
Максимальная нагрузка на стол до 300 кг.
Регулируемые опоры и съемные передние экраны для доступа к коммуникациям.
Возможность оснащения дополнительной полкой из ламинированной ДСП.
Полная совместимость со всеми стойками и дополнительным оборудованием от столов пристенных.

Стол приборный		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1200x600x900mm	Ламинат серый	212280
1200x600x900mm	Нержавеющая сталь	212220
1200x600x900mm	LabGrade	212290
1200x600x900mm	Керамика	212230
1200x600x900mm	Керамогранит	212260
1200x600x900mm	Durcon	212240


Стол приборный с полкой		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1200x600x900mm	Ламинат серый	212380
1200x600x900mm	Нержавеющая сталь	212320
1200x600x900mm	LabGrade	212390
1200x600x900mm	Керамика	212330
1200x600x900mm	Керамогранит	212360
1200x600x900mm	Durcon	212340

Стойка с полками / Стойка с полками для стола-приставки


Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



Стойка с полками



Стойка с полками для стола-приставки



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской. Наличие бортиков на полках, идеально для хранения и размещения химической посуды.
Съемные экраны под полками.


Стойки с полками		
Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Стойка с полками	1180x210x1600mm	242200
Стойка с полками для стола-приставки	580x210x1600mm	242000

Стойка с полкой с раздвижными стёклами / Стойка титровальная

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



Стойка с полкой с раздвижными стёклами




Полка с раздвижными стёклами, высотой 380мм, обеспечивает хранение документов, лабораторной посуды и неагрессивных химических реактивов.

Стойка с полкой с раздвижными стёклами

Длина/ширина/высота	Кат. №
1200x360x1600mm	242300

Стойка титровальная



Металлический каркас, окрашенный порошковой краской с полкой для реактивов наверху. Экран с матовым стеклом, подсвеченный люминесцентными лампами. Пять стоек из нержавеющей стали с десятью полипропиленовыми лапками для бюреток. Короб с двумя розетками, автоматом отключения питания и выключателем подсветки.

Стойка титровальная


Длина/ширина/высота	Кат. №
1200x200x1600mm	242900

Электрооборудование пристенных столов

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»




Стойки с блоком розеток



Стойки с полками

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Стойка с блоком розеток (на 2 розетки)	1200x108x450mm	242102
Стойка с блоком розеток (на 4 розетки)	1200x108x450mm	242104

Короб с розетками



Стойки с полками

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Короб с розетками: 2 розетки 220 В, 1 автомат	1185x78x123mm	247100
Короб с розетками: 4 розетки 220 В, 1 автомат	1185x78x123mm	247200

Лампа на прищепке





Название	Кат. №
Лампа на прищепке	247300

Тумбы


E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65




Тумба (прав.) с дверью, 1 полка




Тумба (лев.) с дверью, 1 полка



Тумба с 3-мя ящиками



Тумба с 5-ю ящиками



Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской.
Дверцы тумб оснащены замками с ключом.
Дверцы тумб заполнены звукопоглощающим материалом.
Возможность установки тумб на столах в любой комбинации.
Возможность установки тумб на столы-приставки.

Стойки с полками		
Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Тумба (прав.) с дверью, 1 полка	520x520x650mm	232300
Тумба (лев.) с дверью, 1 полка	520x520x650mm	232400
Тумба с 3-мя ящиками	520x520x650mm	232200
Тумба с 5-ю ящиками	520x520x650mm	232700

Краны с сантехникой для пристенных столов



Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



Кран для воды




Раковина (полипропилен)



Кран для воды с гибкой подводкой, раковина из полипропилена, сифон, адаптер.

Внимание!
При установке крана для воды на пристенный стол может подвешиваться только одна тумба и короб только с двумя розетками.

Кран для газа



Кран для сжатого воздуха



Краны с сантехникой для пристенных столов	
Название	Кат. №
Кран для воды с гибкой подводкой, раковина из полипропилена, сифон, адаптер	248200
Кран для газа с гибкой подводкой	248100
Кран для сжатого воздуха с гибкой подводкой	248300

Дополнительные принадлежности

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65



Сушилка настенная



Сушилка может быть закреплена на стене, на стойках технологических островных столов. В нижней части корпуса имеется штуцер, к которому подсоединяется шланг для отвода стекающей с посуды воды.

Материал корпуса и держателей - АБС-пластик.
Материал задней стенки - сталь, окрашенная порошковой краской.
Количество держателей - 25 шт.
Максимальная нагрузка на держатель-1 кг.
Масса изделия - 5 кг.

Внимание! При пользовании сушилкой следует избегать попадания органических растворителей на корпус и держатели.

Дополнительные принадлежности

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Сушилка настенная	435x155x670mm	146100

Полка с раздвижными стеклами (для установки на стене)



Дополнительные принадлежности

Название	Масса, кг	Длина/ширина/высота	Кат. №
Полка с раздвижными стёклами	29	1200x330x380	241100

Поддон для реактивов полипропиленовый



Дополнительные принадлежности

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Поддон для реактивов полипропиленовый упаковка 10 шт.	410x205x45mm	930000


Сервисная стойка универсальная



Дополнительные принадлежности

Название	Кат. №
Стойка сервисная	642900

Мойка для глаз



Дополнительные принадлежности

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Мойка для глаз	228x70x70mm	340100

Столы с раковинами для мытья посуды

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



Стол с раковиной для мытья посуды /
Экран для стола 500x600x900



Экран предназначен для предохранения стен от брызг, а также для установки настенной сушилки.

Стол с раковиной для мытья посуды (расположение слева)




Стол с раковиной для мытья посуды (расположение справа)



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
Три варианта материалов столешниц с размерами 1200x600 мм.
Любые варианты размещения моек на столешнице: правая, левая, двойная.
Максимальная нагрузка на стол до 100 кг.
Регулируемые опоры.
Возможность оснащения брызгозащитными экранами.

Внимание!

Мойка из нержавеющей стали не предназначена для работ с кислотами. Не допускается использование абразивных материалов для чистки мойки из стеклопластика.




Стол с раковиной для мытья посуды

Длина/ширина/высота	Столешница / раковина	Кат. №
500x600x900mm	Нержавеющая сталь	215120
500x600x900mm	Стеклопластик	215170
500x600x900mm	Durcon / Durcon	215140


Экран для стола с раковиной для мытья посуды

Длина/ширина/ высота	Кат. №
500x93x1612mm	246000



Стол с раковиной для мытья посуды (расположение слева)

Длина/ширина/высота	Столешница / раковина	Кат. №
1200x600x900mm	LabGrade / Нержавеющая сталь	215292
1200x600x900mm	Стеклопластик	215270
1200x600x900mm	Durcon / Durcon	215244



Стол с раковиной для мытья посуды (расположение справа)


Длина/ширина/высота	Столешница / раковина	Кат. №
1200x600x900mm	LabGrade / Нержавеющая сталь	215392
1200x600x900mm	Стеклопластик	215370
1200x600x900mm	Durcon / Durcon	215344

Столы с раковинами для мытья посуды

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65




Стол с двумя раковинами для мытья посуды



Стол с двумя раковинами для мытья посуды

Длина/ширина/высота	Столешница / раковина	Кат. №
1200x600x900mm	LabGrade / Нержавеющая сталь	215492
1200x600x900mm	Стеклопластик	215470
1200x600x900mm	Durcon / Durcon	215444

Стол с двумя раковинами для мытья посуды и двумя смесителями





Стол с двумя раковинами для мытья посуды и двумя смесителями

Длина/ширина/высота	Столешница / раковина	Кат. №
1200x600x900mm	LabGrade / Нержавеющая сталь	215592
1200x600x900mm	Стеклопластик	215570
1200x600x900mm	Durcon / Durcon	215544

Внимание!

Мойка из нержавеющей стали не предназначена для работ с кислотами. Не допускается использование абразивных материалов для чистки мойки из стеклопластика.

Экран для стола 1200x600x900



Экран для стола с раковиной для мытья посуды

Длина/ширина/высота	Кат. №
1180x93x1612mm	246200



Экран предназначен для предохранения стен от брызг, а также для установки двух настенных сушилок.

Столы письменные / столы компьютерные

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»



Столы письменные



Столы письменные


Название	Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
Стол письменный	1200x600x750mm	Ламинат серый	243280
Стол письменный	1200x600x750mm	LabGrade	243290

Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
Столешницы из ламинированной ДСП или LabGrade.
Максимальная нагрузка на стол до 180 кг.
Регулируемые опоры.
Письменные столы с тумбой, запираемой на замок.

Столы письменные с тумбами

Название	Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
Стол письменный с левой тумбой	1200x600x750mm	Ламинат серый	243380
	1200x600x750mm	LabGrade	243390
Стол письменный с правой тумбой	1200x600x750mm	Ламинат серый	243480
	1200x600x750mm	LabGrade	243490

Столы компьютерные



Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
Столешницы из ламинированной ДСП или LabGrade.
Максимальная нагрузка на стол до 180 кг.
Регулируемые опоры.
Компьютерные столы с отсеком под системный блок, и с выдвижной полкой для клавиатуры.

Столы компьютерные


Название	Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
Стол компьютерный левый	1200x600x750mm	Ламинат серый	243180
	1200x600x750mm	LabGrade	243190
Стол компьютерный правый	1200x600x750mm	Ламинат серый	243080
	1200x600x750mm	LabGrade	243090

Столы передвижные

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65





Стол передвижной



Стол передвижной

Название	Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
Стол передвижной	600x600x800mm	Ламинат серый	245180

Стол приборный передвижной / Стол приборный передвижной низкий




Столы приборные передвижные


Название	Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
Стол приборный передвижной	800x600x900mm	Ламинат серый / LabGrade	245880
	800x600x900mm	Durcon / LabGrade	245840
	800x600x900mm	LabGrade / LabGrade	245890
Стол приборный передвижной низкий	800x600x450mm	Ламинат серый / LabGrade	245980
	800x600x450mm	Durcon / LabGrade	245940
	800x600x450mm	LabGrade / LabGrade	245990

Прочный металлический каркас, окрашенный порошковой краской.
Три вида столешниц.
Максимальная нагрузка на стол до 100 кг.
Передние ролики у столов приборных передвижных со стопорами.

Стол весовой большой без малого



Стол весовой малый



Очень жесткий металлический каркас из толстостенной стальной трубы.

Рабочая плита из натурального гранита толщиной 60мм.

Четыре каучуковых демфера со стальным сердечником для крепления рабочей плиты.

Регулируемые опоры.

Возможность построения весового комплекса на основе малого и большого весовых столов.


Стол весовой большой без малого		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
1200x600x750mm	Ламинат серый	214180
1200x600x750mm	LabGrade	214190

Стол весовой малый		
Длина/ширина/высота	Столешница	Кат. №
450x630x750mm	Гранит	214200






Пример расстановки лабораторной мебели серии ИНОВА в помещении





3D-макет



Столы пристенные (примеры заказов) /

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»

столы пристенные с дополнительными пристенными секциями (примеры заказов)

Стол пристенный

Размеры - 1040x750x900mm



Стол пристенный
Размеры - 1040x750x900mm


Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1040x750	1	600510
Тумба с 5-ю ящиками	1	600270
Тумба с полками правая	1	600281
Комплектация для пристенных столов ИНОВА 1040	1	600001

или

LabGrade	600531
Ламинат чёрный	600511

Стол пристенный с дополнительной пристенной секцией

Размеры - 2080x750x900mm



Стол пристенный с дополнительной пристенной секцией
Размеры - 2080x750x900mm


Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1040x750	2	600510
Тумба с 5-ю ящиками	1	600270
Тумба с полками правая	2	600281
Комплектация для пристенных столов ИНОВА 1040	1	600001
Комплектация для доп. пристенных секций ИНОВА 1040	1	600003

или

LabGrade	600531
Ламинат чёрный	600511

Стол пристенный с дополнительной пристенной секцией

Размеры - 2600x750x900mm



Стол пристенный с дополнительной пристенной секцией
Размеры - 2600x750x900mm



Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1040x750	1	600510
Столешница - Durcon черный 1560x750	1	600506
Тумба с 5-ю ящиками	1	600270
Тумба с полками правая	1	600281
Тумба с 3-мя ящиками	1	600250
Комплектация для пристенных столов ИНОВА 1040	1	600001
Комплектация для доп. пристенных секций ИНОВА 1560	1	600004

или

LabGrade	600531
Ламинат чёрный	600511

или

LabGrade	600507
Ламинат чёрный	600512



Элементы пристенных столов

Название	Кат. №
Комплектация для пристенных столов ИНОВА 1040	600001
Комплектация для доп. пристенных секций ИНОВА 1040	600003

Столы пристенные (примеры заказов) /

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65

столы пристенные с дополнительными пристенными секциями (примеры заказов)

Стол пристенный

Размеры - 1560x750x900mm



Стол пристенный Размеры - 1560x750x900mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1560x750	1	600506
Тумба с 3-мя ящиками	1	600250
Тумба с полками левая	1	600280
Комплектация для пристенных столов ИНОВА 1560	1	600002

или →	LabGrade	600507
	Ламинат чёрный	600512

Стол пристенный с дополнительной пристенной секцией

Размеры - 2600x750x900mm




Стол пристенный с дополнительной пристенной секцией Размеры - 2600x750x900mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1560x750	1	600506
Столешница - Durcon черный 1040x750	1	600510
Тумба с 3-я ящиками	1	600250
Тумба с полками левая	1	600280
Тумба с полками правая	1	600281
Комплектация для пристенных столов ИНОВА 1560	1	600002
Комплектация для доп. пристенных секций ИНОВА 1040	1	600003

или →	LabGrade	600507
	Ламинат чёрный	600512

или →	LabGrade	600531
	Ламинат чёрный	600511


Стол пристенный с дополнительной пристенной секцией

Размеры - 3120x750x900mm



Стол пристенный с дополнительной пристенной секцией Размеры - 3120x750x900mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1560x750	2	600506
Тумба с полками левая	1	600280
Тумба с 3-мя ящиками	2	600250
Комплектация для пристенных столов ИНОВА 1560	1	600002
Комплектация для доп. пристенных секций ИНОВА 1560	1	600004

или →	LabGrade	600507
	Ламинат чёрный	600512



Элементы пристенных столов	
Название	Кат. №
Комплектация для пристенных столов ИНОВА 1560	600002
Комплектация для доп. пристенных секций ИНОВА 1560	600004


Столы островные (примеры заказов) /

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»

столы островные с дополнительными островными секциями (примеры заказов)

Стол островной

Размеры - 1040x1500x900mm




Стол островной Размеры - 1040x1500x900mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1040x750	2	600510
Тумба с 5-ю ящиками	2	600270
Тумба с полками правая	2	600281
Комплектация для островных столов ИНОВА 1040	1	600005

или	LabGrade	600531
	Ламинат чёрный	600511

Стол островной с дополнительной островной секцией

Размеры - 2080x1500x900mm




Стол островной с дополнительной островной секцией Размеры - 2080x1500x900mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1040x750	4	600510
Тумба с 5-ю ящиками	2	600270
Тумба с полками правая	4	600281
Комплектация для островных столов ИНОВА 1040	1	600005
Комплектация для доп. островных секций ИНОВА 1040	1	600007

или	LabGrade	600531
	Ламинат чёрный	600511

Стол островной с дополнительной островной секцией



Размеры - 2600x1500x900mm



Стол островной с дополнительной островной секцией Размеры - 2600x1500x900mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1040x750	2	600510
Столешница - Durcon черный 1560x750	2	600506
Тумба с 5-ю ящиками	2	600270
Тумба с полками правая	2	600281
Тумба с 3-мя ящиками	2	600250
Комплектация для островных столов ИНОВА 1040	1	600005
Комплектация для доп. островных секций ИНОВА 1560	1	600008

или	LabGrade	600531
	Ламинат чёрный	600511

или	LabGrade	600507
	Ламинат чёрный	600512



Элементы островных столов	
Название	Кат. №
Комплектация для островных столов ИНОВА 1040	600005
Комплектация для доп. островных секций ИНОВА 1040	600007


Стол островные (примеры заказов) /

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65

столы островные с дополнительными островными секциями (примеры заказов)

Стол островной

Размеры - 1560x1500x900mm




Стол островной
Размеры - 1560x1500x900mm

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1560x750	2	600506
Тумба с 3-мя ящиками	2	600250
Тумба с полками левая	2	600280
Комплектация для островных столов ИНОВА 1560	1	600006

или	LabGrade	600507
	Ламинат чёрный	600512

Стол островной с дополнительной островной секцией

Размеры - 2600x1500x900mm



Стол островной с дополнительной островной секцией
Размеры - 2600x1500x900mm


Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1560x750	2	600506
Столешница - Durcon черный 1040x750	2	600510
Тумба с 3-я ящиками	2	600250
Тумба с полками левая	2	600280
Тумба с полками правая	2	600281
Комплектация для островных столов ИНОВА 1560	1	600006
Комплектация для доп. островных секций ИНОВА 1040	1	600007

или	LabGrade	600507
	Ламинат чёрный	600512

или	LabGrade	600531
	Ламинат чёрный	600511

Стол островной с дополнительной островной секцией



Размеры - 3120x1500x900mm



Стол островной с дополнительной островной секцией
Размеры - 3120x1500x900mm

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный 1560x750	4	600506
Тумба с полками левая	2	600281
Тумба с 3-мя ящиками	4	600250
Комплектация для островных столов ИНОВА 1560	1	600006
Комплектация для доп. островных секций ИНОВА 1560	1	600008

или	LabGrade	600507
	Ламинат чёрный	600512




Элементы островных столов

Название	Кат. №
Комплектация для островных столов ИНОВА 1560	600006
Комплектация для доп. островных секций ИНОВА 1560	600008

Элементы пристенных и островных столов (стойки)

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»

Стойки с полкой с раздвижными стёклами



Элементы пристенных и островных столов (стойки)

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Стойки с полкой с раздвижными стёклами	1040x350x1100mm	641200
	1560x350x1100mm	641500


Стойки с полкой пристенные



Элементы пристенных и островных столов (стойки)

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Стойка с полкой пристенная	1040x330x530mm	641100
Стойка с полкой пристенная	1560x330x530mm	641400

Стойка с полкой с металлическими дверцами



Элементы пристенных и островных столов (стойки)

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Стойка с полкой с металлическими дверцами	1040x350x530mm	641300

Все стойки в серии Инова оснащены люминесцентными светильниками с экраном. Питание подводится от клемной коробки, входящей в состав элементов столов. Установка и крепление стоек осуществляется через столешницы, в которых уже имеются отверстия с заглушками.

Сервисная стойка универсальная



Дополнительные принадлежности

Название	Кат. №
Стойка сервисная	642900

Стойка может устанавливаться в любом месте столешницы. Отверстия для крепления и подвода питания делаются "по месту". В комплект стойки сервисной универсальной входят - 5 розеток 220В, 2 компьютерные розетки RJ45, автомат отключения 16А.

Элементы пристенных и островных столов (тумбы) / подкатные тумбы

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65

Тумбы



Тумбы являются основой серии мебели Инова, именно на них крепятся столешницы и элементы столов. Все тумбы запираются на ключ. Полезный объём для хранения 160л.

Опоры тумб регулируются в диапазоне от 0 до 60мм, что позволяет выставить плоскость рабочей поверхности абсолютно горизонтально.

Тумбы		
Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Тумба с полками левая	515x500x882mm	600280
Тумба с полками правая	515x500x882mm	600281
Тумба с 3-мя ящиками	515x500x882mm	600250
Тумба с 5-ю ящиками	515x500x882mm	600270

Подкатные тумбы



Тумбы		
Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Тумба подкатная с полкой правая	520x500x770mm	632300
Тумба подкатная с полкой левая	520x500x770mm	632400
Тумба подкатная с 3-мя ящиками	520x500x770mm	632200
Тумба подкатная с 5-ю ящиками	520x500x770mm	632900

Краны с сантехникой для пристенных и островных столов

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»

Кран для воды



Раковина (полипропилен) поставляется в комплекте со столешницами - Ламинат, LabGrade.



Раковина (Durcon) поставляется в комплекте со столешницами - Durcon, LabGrade.




Кран для газа



Кран для воды с гибкой подводкой, раковина (полипропилен) или раковина (Durcon), сифон, адаптер.

Кран для сжатого воздуха



Кран для вакуума



Внимание! Кран для вакуума поставляется без подводки!


Краны с сантехникой для пристенных столов

Название	Кат. №
Кран для воды с гибкой подводкой, раковина (Durcon), сифон, адаптер	648240
Кран для воды с гибкой подводкой, раковина из полипропилена, сифон, адаптер	648200
Кран для газа с гибкой подводкой	648100
Кран для сжатого воздуха с гибкой подводкой	648300
Кран для вакуума	648000

Дополнительные принадлежности

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65

Сушилка настольная



Предназначена для установки на столешницы: кат№ 600595, кат№ 600597, кат№ 600598, кат№ 600599. В остальных случаях можно использовать сушилку настенную.

Дополнительное оборудование

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Сушилка настольная	518x196x752,5mm	646100

Сушилка настенная



Сушилка может быть закреплена на стене, на стойках технологических островных столов. В нижней части корпуса имеется штуцер, к которому подсоединяется шланг для отвода стекающей с посуды воды.

Материал корпуса и держателей - АБС-пластик.
Материал задней стенки - сталь, окрашенная порошковой краской.
Количество держателей - 25 шт.
Максимальная нагрузка на держатель-1 кг.
Масса изделия - 5 кг.

Внимание! При пользовании сушилкой следует избегать попадания органических растворителей на корпус и держатели.

Дополнительные принадлежности

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Сушилка настенная	435x155x670mm	146100


Поддон для реактивов полипропиленовый



Дополнительные принадлежности

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Поддон для реактивов полипропиленовый упаковка 10 шт.	410x205x45mm	930000

Мойка для глаз




Дополнительные принадлежности

Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Мойка для глаз	228x70x70mm	340100

Торцевые и угловые столы (примеры заказов)

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»

Торцевой стол



При объединении островных секций мебели Инова с торцевыми столами Вы получаете полноценный рабочий комплекс.


Стол торцевой
Размеры - 1500x750x900mm

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Ламинированная ДСП черная	1	600545
Тумба угловая с левой дверью	1	600295
Тумба угловая с правой дверью	1	600296
Комплектация торцевых столов	1	600011

или

LabGrade	600546
Durcon	600544
чёрный	600544

Внешний угловой стол



Внешние угловые столы позволяют создать непрерывный пристенный рабочий комплекс, даже при наличии в лаборатории внешних углов.



Внешний угловой стол
Размеры - 750x750x900mm

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Ламинированная ДСП черная	1	600542
Тумба угловая с правой дверью	1	600296
Комплектация для внешних угловых столов	1	600010

или

LabGrade	600543
Durcon	600541
чёрный	600541

Внутренний угловой стол



Внутренние угловые столы необходимы для заполнения углов лабораторий и создания непрерывных рабочих комплексов.


Внутренний угловой стол
Размеры - 970x970x900mm

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Ламинированная ДСП черная	1	600535
Тумба угловая с правой дверью	1	600296
Комплектация для внутренних угловых столов	1	600009

или

LabGrade	600536
Durcon	600534
чёрный	600534

Элементы торцевых и угловых столов (тумбы)



Элементы торцевых и угловых столов (тумбы)

Название	Кат. №
Тумба угловая с левой дверью	600295
Тумба угловая с правой дверью	600296


Стол с раковинами для мытья посуды (примеры заказов)

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65

Стол пристенный малый с раковиной для мытья посуды 520x750x900



Подвесная раковина для мытья посуды L15




Стол пристенный малый с раковиной для мытья посуды 520x750x900

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный	1	600597
Тумба под мойку с левой дверью	1	600310
Комплектация малых пристенных столов с раковинами для мытья посуды	1	600101

Стол пристенный большой с раковиной для мытья посуды 1040x750x900




Подвесная раковина для мытья посуды L30




Стол пристенный большой с раковиной для мытья посуды 1040x750x900

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный	1	600598
Тумба двойная под раковину	1	600320
Комплектация больших пристенных столов с раковинами для мытья посуды	1	600118

Стол островной с раковинами для мытья посуды 520x1500x900



Подвесные раковины для мытья посуды L15



Стол островной с раковинами для мытья посуды 520x1500x900


Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный	2	600597
Тумба под мойку с левой дверью	1	600310
Тумба под мойку с правой дверью	1	600311
Комплектация островных столов с раковинами для мытья посуды	1	600103

Стол с раковинами для мытья посуды могут использоваться, как самостоятельные изделия, так и в составе пристенных или островных рабочих комплексов.

В элементы столов с раковинами для мытья посуды, помимо экранов, крепежа и стяжек, входят сливные раковины с сантехническим оборудованием и смесители с подводкой.

Крепление сливных раковин в серии мебели Инова производится путём их подвеса снизу к столешнице с помощью специальных кронштейнов.

Элементы столов с раковинами для мытья посуды (тумбы)




Элементы столов с раковинами для мытья посуды (тумбы)

Название	Кат. №
Тумба под мойку с левой дверью	600310
Тумба под мойку с правой дверью	600311
Тумба под мойку двойная	600320


Торцевые и угловые столы с раковинами для мытья посуды (примеры заказов)

Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»

Торцевой стол с раковиной для мытья посуды




Подвесная раковина для мытья посуды L30




Торцевой стол с раковиной для мытья посуды 1500x750x900

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный с одной раковиной	1	600595
Тумба двойная под мойку	1	600320
Комплектация торцевых столов с раковиной для мытья посуды	1	600121

Торцевой стол с двумя раковинами для мытья посуды



Подвесные раковины для мытья посуды L15




Торцевой стол с двумя раковинами для мытья посуды 1500x750x900

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный с двумя раковинами	1	600594
Тумба угловая под мойку с правой дверью	1	600300
Тумба угловая под мойку с левой дверью	1	600301
Комплектация торцевых столов с раковинами для мытья посуды	1	600124

Внешний угловой стол с раковиной для мытья посуды



Подвесная раковина для мытья посуды L15




Внешний угловой стол с раковиной для мытья посуды 750x750x900

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный	1	600596
Тумба угловая под мойку с правой дверью	1	600301
Комплектация внешних угловых столов с раковиной для мытья посуды	1	600122

Внутренний угловой стол с раковиной для мытья посуды




Подвесная раковина для мытья посуды L15



Внутренний угловой стол с раковиной для мытья посуды 970x970x900

Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Durcon черный	1	600599
Тумба угловая под мойку с левой дверью	1	600300
Комплектация внутренних угловых столов с раковиной для мытья посуды	1	600107

Элементы торцевых и угловых столов с раковинами для мытья посуды (тумбы)




Элементы столов с раковинами для мытья посуды (тумбы)

Название	Кат. №
Тумба угловая под мойку с левой дверью	600300
Тумба угловая под мойку с правой дверью	600301
Тумба под мойку двойная	600320

Письменные столы (примеры заказов) / элементы письменных столов (тумбы)

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65


Стол письменный высотой 750
(тумба с полками левая)



Стол письменный (тумба с полками левая) Размеры - 1560x750x750mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Ламинированная ДСП черная 1560x750	1	600512
Тумба с полками левая	1	600245
Комплектация письменного стола высотой 750mm (тумба слева)	1	600012

или	LabGrade	600507
	Durcon	чёрный
		600506


Стол письменный высотой 750
(тумба с ящиками)



Стол письменный (тумба с ящиками) Размеры - 1560x750x750mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Ламинированная ДСП черная 1560x750	1	600512
Тумба с ящиками	1	600240
Комплектация письменного стола высотой 750mm (тумба справа)	1	600013

или	LabGrade	600507
	Durcon	чёрный
		600506


Стол письменный высотой 900
(тумба с 5-ю ящиками)



Стол письменный (тумба с 5-ю ящиками) Размеры - 1560x750x900mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Ламинированная ДСП черная 1560x750	1	600512
Тумба с 5-ю ящиками	1	600270
Комплектация письменного стола высотой 900mm (тумба справа)	1	600017

или	LabGrade	600507
	Durcon	чёрный
		600506


Стол письменный высотой 900
(тумба с полками левая)



Стол письменный (тумба с полками левая) Размеры - 1560x750x900mm		
Состав изделия	Ко-во	Кат. №
Столешница - Ламинированная ДСП черная 1560x750	1	600512
Тумба с полками левая	1	600280
Комплектация письменного стола высотой 900mm (тумба слева)	1	600015

или	LabGrade	600507
	Durcon	чёрный
		600506

Элементы письменных столов
(тумбы)




Тумбы для пристенных столов высотой 750mm		
Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Тумба с полками левая	515x500x732mm	600245
Тумба с полками правая	515x500x732mm	600246
Тумба с ящиками	515x500x732mm	600240

Тумбы для пристенных столов высотой 900mm		
Название	Длина/ширина/высота	Кат. №
Тумба с полками левая	515x500x882mm	600280
Тумба с полками правая	515x500x882mm	600281
Тумба с 3-мя ящиками	515x500x882mm	600250
Тумба с 5-ю ящиками	515x500x882mm	600270

Стеллажи


Санкт-Петербург
ООО «Невская Лаборатория»

Стеллаж для цветов



Стеллажи			
Название	Полки	Длина/ширина/высота	Кат. №
Стеллаж для цветов	Закалённое стекло	1000x540x2000mm	734000

Стеллаж



Стеллажи			
Название	Полки	Длина/ширина/высота	Кат. №
Стеллаж	Металл	1000x540x2000mm	634000

Стулья и табуреты

E-mail: info@lenlab.ru
Тел.: 8 (812) 703-01-65

Лабораторные стулья

147700



147000



Лабораторные стулья

Тип	Покрывтие сиденья	Высота (min-max)	Кат. №
Стул (ролики)	Полиуретан	540-670mm	147700
Стул (опоры)	Полиуретан	540-670mm	147000

147100



147200



Лабораторные стулья

Тип	Покрывтие сиденья	Высота (min-max)	Кат. №
Стул (ролики)	Винил	540-670mm	147100
Стул (опоры)	Винил	540-670mm	147200

Лабораторные табуреты

147800



147900



Лабораторные табуреты

Тип	Покрывтие сиденья	Высота (min-max)	Кат. №
Табурет (ролики)	Полиуретан	560-690mm	147800
Табурет (опоры)	Полиуретан	560-690mm	147900

147400



147500



Лабораторные табуреты

Тип	Покрывтие сиденья	Высота (min-max)	Кат. №
Табурет (ролики)	Винил	560-690mm	147400
Табурет (опоры)	Винил	560-690mm	147500

Офисные стулья (для работы за письменными столами высотой 720-750mm.)

147300



147600



Офисные стулья (для работы за письменными столами высотой 720-750mm.)

Тип	Покрывтие сиденья	Высота (min-max)	Кат. №
Стул (ролики)	Винил	410-540mm	147300
Табурет (ролики)	Винил	410-540mm	147600



Вся продукция ООО «Металлдизайн» соответствует обязательным требованиям установленным Техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"; ТР ТС 020/2011 "Электromагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", что подтверждается соответствующими сертификатами и декларациями, а также проведена добровольная сертификация в области пожарной безопасности".

Система менеджмента качества ООО «Металлдизайн» сертифицирована на соответствие стандартам:

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в системе сертификации ГОСТ Р органом по сертификации АС «Русский Регистр». Сертификат № РОСС RU.ИСО8.К02078 от 14.03.2014 г.





Стандарта СТО Газпром 9001-2012 уполномоченной организацией АС «Русский Регистр», нотифицированной ООО «Газпром-комплектация» на право проведения работ по сертификации СМК организаций. Рег. № сертификата в едином реестре: № ГК.ОС.0001.СК.000222 от 14.03.2014 г.





Мебель лабораторная для товарных, исследовательских и аналитических лабораторий серии EUROMAX®, EUROMINI® производства ООО «МеталлДизайн» стала дипломантом Всероссийского конкурса программы 100 лучших товаров России 2015г.





194044, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., дом 50, офис 208
Телефон: 8 (812) 703-01-65
E-mail: info@lenlab.ru
www.labmax.ru

